

# ANYRIDGE®

**ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО -  
УЖЕ СЕГОДНЯ!**

**МЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО  
СНИЗИЛИ ЦЕНЫ  
НА ВСЮ ОРТОПЕДИЮ**

**И РАЗДАЕМ  
СКИДКИ!**



**Global Dent**  
implant profitable solutions

Единый номер: 8 800 234 00 74

Интернет-магазин: [global-dent74.ru](http://global-dent74.ru)

📍 **Челябинск, Екатеринбург**  
Печёрин Алексей  
+7 912 307 21 12  
[super-td1@global-dent.ru](mailto:super-td1@global-dent.ru)

📍 **Пермь, Тюмень, Сургут**  
Сатыга Андрей  
+7 982 290 09 46  
[super-td3@global-dent.ru](mailto:super-td3@global-dent.ru)


📍 **Казань, Самара, Уфа**  
Корж Александр  
+7 916 066 71 11  
[super-td4@global-dent.ru](mailto:super-td4@global-dent.ru)

📍 **Сочи, Ростов**  
Ткачук Виктор  
+7 912 307 21 30  
[td.gd.region@gmail.com](mailto:td.gd.region@gmail.com)

📍 **Москва, Нижний Новгород,  
другие регионы**  
Батиг Григорий  
+7 922 014 61 11, +7 912 307 20 02  
[super-td2@global-dent.ru](mailto:super-td2@global-dent.ru)



## Имплантаты



Ø A Ø B Ø C Ø D

3,5 / 2,8 / 3,5 / 4,0

Длина (мм) Артикул



175 \$

|      |            |
|------|------------|
| 7    | FANIH3507C |
| 8.5  | FANIH3508C |
| 10   | FANIH3510C |
| 11.5 | FANIH3511C |
| 13   | FANIH3513C |
| 15   | FANIH3515C |

4,0 / 3,3 / 3,5 / 4,4

Длина (мм) Артикул



175 \$

|      |            |
|------|------------|
| 7    | FANIH4007C |
| 8.5  | FANIH4008C |
| 10   | FANIH4010C |
| 11.5 | FANIH4011C |
| 13   | FANIH4013C |
| 15   | FANIH4015C |

4,5 / 3,3 / 3,5 / 4,9

Длина (мм) Артикул



175 \$

|      |            |
|------|------------|
| 7    | FANIH4507C |
| 8.5  | FANIH4508C |
| 10   | FANIH4510C |
| 11.5 | FANIH4511C |
| 13   | FANIH4513C |
| 15   | FANIH4515C |

5,0 / 3,3 / 3,5 / 5,4

Длина (мм) Артикул



175 \$

|      |            |
|------|------------|
| 7    | FANIH5007C |
| 8.5  | FANIH5008C |
| 10   | FANIH5010C |
| 11.5 | FANIH5011C |
| 13   | FANIH5013C |
| 15   | FANIH5015C |

5,5 / 3,3 / 3,5 / 5,9

Длина (мм) Артикул



175 \$

|      |            |
|------|------------|
| 7    | FANIH5507C |
| 8.5  | FANIH5508C |
| 10   | FANIH5510C |
| 11.5 | FANIH5511C |
| 13   | FANIH5513C |
| 15   | FANIH5515C |

6,0 / 4,8 / 5,0 / 6,4

Длина (мм) Артикул



175 \$

|      |            |
|------|------------|
| 7    | FALHX6007C |
| 8.5  | FALHX6008C |
| 10   | FALHX6010C |
| 11.5 | FALHX6011C |
| 13   | FALHX6013C |

6,5 / 4,8 / 5,0 / 6,9

Длина (мм) Артикул



175 \$

|      |            |
|------|------------|
| 7    | FALHX6507C |
| 8.5  | FALHX6508C |
| 10   | FALHX6510C |
| 11.5 | FALHX6511C |
| 13   | FALHX6513C |

7,0 / 4,8 / 5,0 / 7,4

Длина (мм) Артикул



175 \$

|      |            |
|------|------------|
| 7    | FALHX7007C |
| 8.5  | FALHX7008C |
| 10   | FALHX7010C |
| 11.5 | FALHX7011C |
| 13   | FALHX7013C |

7,5 / 4,8 / 5,0 / 7,9

Длина (мм) Артикул



175 \$

|      |            |
|------|------------|
| 7    | FALHX7507C |
| 8.5  | FALHX7508C |
| 10   | FALHX7510C |
| 11.5 | FALHX7511C |
| 13   | FALHX7513C |

8,0 / 4,8 / 5,0 / 8,4

Длина (мм) Артикул



175 \$

|      |            |
|------|------------|
| 7    | FALHX8007C |
| 8.5  | FALHX8008C |
| 10   | FALHX8010C |
| 11.5 | FALHX8011C |
| 13   | FALHX8013C |

## Формирователь десны

~~35 \$~~  
 29 \$


Ø Высота (мм) Артикул

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| Ø 4.0  | 3 | AANHAF0403 |
|        | 4 | AANHAF0404 |
|        | 5 | AANHAF0405 |
|        | 6 | AANHAF0406 |
|        | 7 | AANHAF0407 |
| Ø 5.0  | 3 | AANHAF0503 |
|        | 4 | AANHAF0504 |
|        | 5 | AANHAF0505 |
|        | 6 | AANHAF0506 |
|        | 7 | AANHAF0507 |
| Ø 6.0  | 3 | AANHAF0603 |
|        | 4 | AANHAF0604 |
|        | 5 | AANHAF0605 |
|        | 6 | AANHAF0606 |
|        | 7 | AANHAF0607 |
| Ø 7.0  | 3 | AANHAF0703 |
|        | 4 | AANHAF0704 |
|        | 5 | AANHAF0705 |
|        | 6 | AANHAF0706 |
|        | 7 | AANHAF0707 |
| Ø 8.0  | 3 | AANHAF0803 |
|        | 4 | AANHAF0804 |
|        | 5 | AANHAF0805 |
|        | 6 | AANHAF0806 |
|        | 7 | AANHAF0807 |
| Ø 10.0 | 3 | AANHAF1003 |
|        | 4 | AANHAF1004 |
|        | 5 | AANHAF1005 |
|        | 6 | AANHAF1006 |
|        | 7 | AANHAF1007 |

## Винт-заглушка




Высота (мм) Артикул

~~35 \$~~  
 19 \$

|      |            |
|------|------------|
| 0.8* | AANCSF3508 |
| 1.6  | AANCSF3516 |
| 2.6  | AANCSF3526 |

\* Поставляется с имплантатом

## Хирургический набор



## Храповый ключ



## Копьевидное сверло



| Тип     | Ø   | Артикул |
|---------|-----|---------|
| Длинное | 2.0 | MGD100L |

60 \$

## Трепан с центральным пином



| Ø     | Артикул  |
|-------|----------|
| Ø 5.0 | SPTB4050 |

60 \$

## Удлиннитель фрез



## Трепан



|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 120 \$ | 3.5 / 2.5 | TANTBL2535 |
|        | 5.0 / 4.0 | TANTBL4050 |

## Донное сверло



|        |       |          |
|--------|-------|----------|
| 100 \$ | Ø 3.3 | TCMBDS33 |
|        | Ø 4.8 | TCMBDS48 |

## Сверла со стопперами



| Ø     | Длина (мм) | Артикул    |
|-------|------------|------------|
| Ø 2.0 | 7          | TANTDF2007 |
|       | 8.5        | TANTDF2008 |
|       | 10         | TANTDF2010 |
|       | 11.5       | TANTDF2011 |
| Ø 2.9 | 7          | SD2807M    |
|       | 8.5        | SD2808M    |
|       | 10         | SD2810M    |
|       | 11.5       | SD2811M    |
| Ø 3.3 | 7          | TANSDF3307 |
|       | 8.5        | TANSDF3308 |
|       | 10         | TANSDF3310 |
|       | 11.5       | TANSDF3311 |
| Ø 4.8 | 7          | TANSDF4807 |
|       | 8.5        | TANSDF4808 |
|       | 10         | TANSDF4810 |
|       | 11.5       | TANSDF4811 |

60 \$

## Маркированные сверла



| Длина (мм) | Ø   | Артикул    |
|------------|-----|------------|
| 18         | 2.0 | TANTDF2018 |
|            | 2.5 | SD2518S    |
|            | 2.8 | SD2818S    |
|            | 3.3 | TANSDF3318 |
|            | 3.8 | TANSDF3818 |
|            | 4.3 | TANSDF4318 |
| 15         | 4.8 | TANSDF4815 |
|            | 5.4 | TANSDF5415 |
|            | 5.9 | TANSDF5915 |

60 \$

## Кортикальные сверла



| Ø 1 | Ø 2 | Артикул    |
|-----|-----|------------|
| 3.3 | 3.8 | TANCCL3500 |
| 4.1 | 4.4 | TANCCL4055 |
| 5.7 | 6   | TANCCL6080 |

60 \$

## Имплантовод для наконечника



| Длина (мм) | Артикул |
|------------|---------|
| 5          | TANHCU  |
| 10         | TANHCS  |
| 15         | TANHCL  |
| 10         | HCS17   |
| 15         | HCL17   |

60 \$

## Пины параллельности



| Длина | Артикул    |
|-------|------------|
| 10    | TANPFF3580 |
| 8     | MDI2029    |
|       | MDI3348    |

40 \$


## Имплантовод для храпового ключа



| Длина | Артикул |
|-------|---------|
| 6     | TANREU  |
| 10    | TANRES  |
| 15    | TANREL  |
| 15    | RCS17   |
| 20    | RCL17   |

60 \$





### Монолитный абатмент

P  
Высота  
абатмента  
C  
Высота десны

| Ø                                | C (мм) | P (мм) | Артикул    |
|----------------------------------|--------|--------|------------|
| <del>59 \$</del><br><b>39 \$</b> | Ø 4.0  | 2      | AANSAL4024 |
|                                  |        | 3      | AANSAL4034 |
|                                  |        | 4      | AANSAL4044 |
|                                  |        | 5      | AANSAL4054 |
|                                  |        | 2      | AANSAL4025 |
| <del>59 \$</del><br><b>39 \$</b> | Ø 5.0  | 3      | AANSAL4035 |
|                                  |        | 4      | AANSAL4045 |
|                                  |        | 5      | AANSAL4055 |
|                                  |        | 2      | AANSAL4027 |
|                                  |        | 3      | AANSAL4037 |
| <del>59 \$</del><br><b>39 \$</b> | Ø 6.0  | 4      | AANSAL4047 |
|                                  |        | 5      | AANSAL4057 |
|                                  |        | 2      | AANSAL5024 |
|                                  |        | 3      | AANSAL5034 |
|                                  |        | 4      | AANSAL5044 |
| <del>59 \$</del><br><b>39 \$</b> | Ø 7.0  | 5      | AANSAL5054 |
|                                  |        | 2      | AANSAL5025 |
|                                  |        | 3      | AANSAL5035 |
|                                  |        | 4      | AANSAL5045 |
|                                  |        | 5      | AANSAL5055 |
| <del>59 \$</del><br><b>39 \$</b> | Ø 8.0  | 2      | AANSAL5027 |
|                                  |        | 3      | AANSAL5037 |
|                                  |        | 4      | AANSAL5047 |
|                                  |        | 5      | AANSAL5057 |
|                                  |        | 2      | AANSAL6024 |
| <del>59 \$</del><br><b>39 \$</b> | Ø 9.0  | 3      | AANSAL6034 |
|                                  |        | 4      | AANSAL6044 |
|                                  |        | 5      | AANSAL6054 |
|                                  |        | 2      | AANSAL6025 |
|                                  |        | 3      | AANSAL6035 |
| <del>59 \$</del><br><b>39 \$</b> | Ø 10.0 | 4      | AANSAL6045 |
|                                  |        | 5      | AANSAL6055 |
|                                  |        | 2      | AANSAL6027 |
|                                  |        | 3      | AANSAL6037 |
|                                  |        | 4      | AANSAL6047 |
| <del>59 \$</del><br><b>39 \$</b> | Ø 11.0 | 5      | AANSAL6057 |
|                                  |        | 2      | AANSAL7024 |
|                                  |        | 3      | AANSAL7034 |
|                                  |        | 4      | AANSAL7044 |
|                                  |        | 5      | AANSAL7054 |
| <del>59 \$</del><br><b>39 \$</b> | Ø 12.0 | 2      | AANSAL7025 |
|                                  |        | 3      | AANSAL7035 |
|                                  |        | 4      | AANSAL7045 |
|                                  |        | 5      | AANSAL7055 |
|                                  |        | 2      | AANSAL7027 |
| <del>59 \$</del><br><b>39 \$</b> | Ø 13.0 | 3      | AANSAL7037 |
|                                  |        | 4      | AANSAL7047 |
|                                  |        | 5      | AANSAL7057 |

### Слепочный колпачок



7 \$

| Ø   | Артикул   |
|-----|-----------|
| Ø 4 | AANSIF440 |
|     | AANSIF455 |
|     | AANSIF470 |
|     | AANSIF540 |
|     | AANSIF555 |
| Ø 5 | AANSIF570 |
|     | AANSIF640 |
|     | AANSIF655 |
|     | AANSIF670 |
|     | AANSIF740 |
| Ø 6 | AANSIF755 |
|     | AANSIF770 |

### Отвертка для монолитного абатмента



99 \$

| Ø     | Длина (мм) | Артикул    |
|-------|------------|------------|
| Ø 4.0 | 8.5        | TANSDDS400 |
|       | 13.5       | TANSDL400  |
| Ø 5.0 | 8.5        | TANSDDS500 |
|       | 13.5       | TANSDL500  |
| Ø 6.0 | 8.5        | TANSDDS600 |
|       | 13.5       | TANSDL600  |
| Ø 6.0 | 8.5        | TANSDDS700 |
|       | 13.5       | TANSDL700  |

### Защитный колпачок



7 \$

| Ø     | Высота (мм) | Артикул   |
|-------|-------------|-----------|
| Ø 4.0 | 4           | AANCCF440 |
|       | 5.5         | AANCCF455 |
|       | 7           | AANCCF470 |
| Ø 5.0 | 4           | AANCCF540 |
|       | 5.5         | AANCCF555 |
|       | 7           | AANCCF570 |
| Ø 6.0 | 4           | AANCCF640 |
|       | 5.5         | AANCCF655 |
|       | 7           | AANCCF670 |
| Ø 7.0 | 4           | AANCCF740 |
|       | 5.5         | AANCCF755 |
|       | 7           | AANCCF770 |

### Аналог монолитного абатмента

~~39 \$~~  
**19 \$**

| Ø     | Высота (мм) | Артикул   |
|-------|-------------|-----------|
| Ø 4.0 | 4           | AANSFL440 |
|       | 5.5         | AANSFL455 |
|       | 7           | AANSFL470 |
| Ø 5.0 | 4           | AANSFL540 |
|       | 5.5         | AANSFL555 |
|       | 7           | AANSFL570 |
| Ø 6.0 | 4           | AANSFL640 |
|       | 5.5         | AANSFL655 |
|       | 7           | AANSFL670 |
| Ø 7.0 | 4           | AANSFL740 |
|       | 5.5         | AANSFL755 |
|       | 7           | AANSFL770 |



### Выжигаемый цилиндр

Мостовидный / Одиночный

12 \$

| Ø     | Артикул   |
|-------|-----------|
| Ø 4.0 | AANBCB470 |
| Ø 5.0 | AANBCB570 |
| Ø 6.0 | AANBCB670 |
| Ø 7.0 | AANBCB770 |
| Ø 4.0 | AANBCS470 |
| Ø 5.0 | AANBCS570 |
| Ø 6.0 | AANBCS670 |
| Ø 7.0 | AANBCS770 |

### Ример и центральный пин

Рукоятка + зажим




200 \$

| Ø    | Артикул  |
|------|----------|
| Ø 10 | TANRD    |
| Ø 4  | TANRDJ40 |
| Ø 5  | TANRDJ50 |
| Ø 6  | TANRDJ60 |
| Ø 7  | TANRDJ70 |

16 \$

### Абатменты EZ Post

~~79 \$~~  
**59 \$**

| Ø D | Тип              |
|-----|------------------|
| 4.0 | C шестигранником |

| C (мм) | P (мм) | Артикул     |
|--------|--------|-------------|
| 2      | 5.5    | AANEPH4025L |
| 3      |        | AANEPH4035L |
| 4      |        | AANEPH4045L |
| 5      |        | AANEPH4055L |
| 2      | 7      | AANEPH4027L |
| 3      |        | AANEPH4037L |
| 4      |        | AANEPH4047L |
| 5      |        | AANEPH4057L |

### 4.0 Без шестигранника

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| 2 | 5.5 | AANEPN4025L |
| 3 |     | AANEPN4035L |
| 4 |     | AANEPN4045L |
| 5 |     | AANEPN4055L |
| 2 | 7   | AANEPN4027L |
| 3 |     | AANEPN4037L |
| 4 |     | AANEPN4047L |
| 5 |     | AANEPN4057L |

### 5.0 C шестигранником

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| 2 | 5.5 | AANEPH5025L |
| 3 |     | AANEPH5035L |
| 4 |     | AANEPH5045L |
| 5 |     | AANEPH5055L |
| 2 | 7   | AANEPH5027L |
| 3 |     | AANEPH5037L |
| 4 |     | AANEPH5047L |
| 5 |     | AANEPH5057L |

### 5.0 Без шестигранника

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| 2 | 5.5 | AANEPN5025L |
| 3 |     | AANEPN5035L |
| 4 |     | AANEPN5045L |
| 5 |     | AANEPN5055L |
| 2 | 7   | AANEPN5027L |
| 3 |     | AANEPN5037L |
| 4 |     | AANEPN5047L |
| 5 |     | AANEPN5057L |

### 6.0 C шестигранником

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| 2 | 5.5 | AANEPH6025L |
| 3 |     | AANEPH6035L |
| 4 |     | AANEPH6045L |
| 5 |     | AANEPH6055L |
| 2 | 7   | AANEPH6027L |
| 3 |     | AANEPH6037L |
| 4 |     | AANEPH6047L |
| 5 |     | AANEPH6057L |

### 6.0 Без шестигранника

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| 2 | 5.5 | AANEPN6025L |
| 3 |     | AANEPN6035L |
| 4 |     | AANEPN6045L |
| 5 |     | AANEPN6055L |
| 2 | 7   | AANEPN6027L |
| 3 |     | AANEPN6037L |
| 4 |     | AANEPN6047L |
| 5 |     | AANEPN6057L |

| Ø D | Тип              |             |
|-----|------------------|-------------|
| 7.0 | C шестигранником |             |
| 2   | 5.5              | AANEPH7025L |
| 3   |                  | AANEPH7035L |
| 4   |                  | AANEPH7045L |
| 5   |                  | AANEPH7055L |
| 2   | 7                | AANEPH7027L |
| 3   |                  | AANEPH7037L |
| 4   |                  | AANEPH7047L |
| 5   |                  | AANEPH7057L |

### 7.0 Без шестигранника

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| 2 | 5.5 | AANEPN7025L |
| 3 |     | AANEPN7035L |
| 4 |     | AANEPN7045L |
| 5 |     | AANEPN7055L |
| 2 | 7   | AANEPN7027L |
| 3 |     | AANEPN7037L |
| 4 |     | AANEPN7047L |
| 5 |     | AANEPN7057L |



### Обтачиваемый абатмент

~~79 \$~~  
**69 \$**

Высота абатмента 9 мм

| Ø     | Высота (мм) | Артикул     |
|-------|-------------|-------------|
| Ø 4.0 | 2           | AANMAH4029L |
|       | 3           | AANMAH4039L |
|       | 4           | AANMAH4049L |
|       | 5           | AANMAH4059L |
|       | 2           | AANMAH5029L |
| Ø 5.0 | 3           | AANMAH5039L |
|       | 4           | AANMAH5049L |
|       | 5           | AANMAH5059L |
|       | 2           | AANMAH6029L |
|       | 3           | AANMAH6039L |
| Ø 6.0 | 4           | AANMAH6049L |
|       | 5           | AANMAH6059L |
|       | 2           | AANMAH7029L |
|       | 3           | AANMAH7039L |
|       | 4           | AANMAH7049L |
| Ø 7.0 | 5           | AANMAH7059L |

### UCLA приливаемый абатмент (золото)

~~258 \$~~  
**149 \$**

| Ø     | Артикул     |
|-------|-------------|
| Ø 4.0 | AANGAH4012L |
| Ø 4.0 | AANGAN4012L |

### Циркониевый абатмент

~~199 \$~~  
**149 \$**


| Ø     | Артикул     |
|-------|-------------|
| Ø 5.0 | AANZAH5012L |
| Ø 5.0 | AANZAN5012L |

### Временный абатмент (титан)

~~50 \$~~  
**39 \$**

| Тип               | Ø     | Артикул     |
|-------------------|-------|-------------|
| C шестигранником  | Ø 4.0 | AANTMH4012T |
| Без шестигранника |       | AANTMN4012T |

## Угловой абатмент



| Ø D | P | A° |
|-----|---|----|
| 4.0 | 7 | 15 |

| H (мм) | Тип   | Артикул     |
|--------|-------|-------------|
| 2      | Hex   | AANAAN4215L |
| 3      |       | AANAAN4315L |
| 4      |       | AANAAN4415L |
| 5      |       | AANAAN4515L |
| 2      | Hex-E | AANAAN4215L |
| 3      |       | AANAAN4315L |
| 4      |       | AANAAN4415L |
| 5      |       | AANAAN4515L |

| 4.0 | 7     | 25          |
|-----|-------|-------------|
| 2   | Hex   | AANAAN4225L |
| 3   |       | AANAAN4325L |
| 4   |       | AANAAN4425L |
| 5   |       | AANAAN4525L |
| 2   | Hex-E | AANAAN4225L |
| 3   |       | AANAAN4325L |
| 4   |       | AANAAN4425L |
| 5   |       | AANAAN4525L |

| 5.0 | 7     | 15          |
|-----|-------|-------------|
| 2   | Hex   | AANAAN5215L |
| 3   |       | AANAAN5315L |
| 4   |       | AANAAN5415L |
| 5   |       | AANAAN5515L |
| 2   | Hex-E | AANAAN5215L |
| 3   |       | AANAAN5315L |
| 4   |       | AANAAN5415L |
| 5   |       | AANAAN5515L |

| 5.0 | 7     | 25          |
|-----|-------|-------------|
| 2   | Hex   | AANAAN5225L |
| 3   |       | AANAAN5325L |
| 4   |       | AANAAN5425L |
| 5   |       | AANAAN5525L |
| 2   | Hex-E | AANAAN5225L |
| 3   |       | AANAAN5325L |
| 4   |       | AANAAN5425L |
| 5   |       | AANAAN5525L |

| 6.0 | 7     | 15          |
|-----|-------|-------------|
| 2   | Hex   | AANAAN6215L |
| 3   |       | AANAAN6315L |
| 4   |       | AANAAN6415L |
| 5   |       | AANAAN6515L |
| 2   | Hex-E | AANAAN6215L |
| 3   |       | AANAAN6315L |
| 4   |       | AANAAN6415L |
| 5   |       | AANAAN6515L |

| 6.0 | 7     | 25          |
|-----|-------|-------------|
| 2   | Hex   | AANAAN6225L |
| 3   |       | AANAAN6325L |
| 4   |       | AANAAN6425L |
| 5   |       | AANAAN6525L |
| 2   | Hex-E | AANAAN6225L |
| 3   |       | AANAAN6325L |
| 4   |       | AANAAN6425L |
| 5   |       | AANAAN6525L |

| 7.0 | 7     | 15          |
|-----|-------|-------------|
| 2   | Hex   | AANAAN7215L |
| 3   |       | AANAAN7315L |
| 4   |       | AANAAN7415L |
| 5   |       | AANAAN7515L |
| 2   | Hex-E | AANAAN7215L |
| 3   |       | AANAAN7315L |
| 4   |       | AANAAN7415L |
| 5   |       | AANAAN7515L |

| Ø D    | P     | A°          |
|--------|-------|-------------|
| 7.0    | 7     | 25          |
| H (мм) | Тип   | Артикул     |
| 2      | Hex   | AANAAN7225L |
| 3      |       | AANAAN7325L |
| 4      |       | AANAAN7425L |
| 5      |       | AANAAN7525L |
| 2      | Hex-E | AANAAN7225L |
| 3      |       | AANAAN7325L |
| 4      |       | AANAAN7425L |
| 5      |       | AANAAN7525L |



| H (мм) | P (мм) | Ø     | Артикул     |
|--------|--------|-------|-------------|
| 1      | 11     | Ø 4.0 | AANCAH4012L |
| 1      | 11     | Ø 4.0 | AANCAN4012L |

## Временный абатмент (титан+пластик)



Высота десны 1 мм

|                       |       |             |
|-----------------------|-------|-------------|
| С шести-<br>гранником | Ø 5.0 | AANTAH5012T |
|-----------------------|-------|-------------|

## Абатмент Extra Ez post

79 \$

Высота десны 1 мм

| Высота абатмента | Ø     | Артикул     |
|------------------|-------|-------------|
| 7                | Ø 4.5 | AANEEN4517L |
|                  | Ø 5.5 | AANEEN5517L |
|                  | Ø 6.5 | AANEEN6517L |

## Аналоги имплантата

Цвета: пурпурный, желтый, синий

| Тип               | Артикул    |
|-------------------|------------|
| для Extra Ez Post | AANLAF35   |
| Базовый           | AALLAF6080 |
|                   | AANLAF4055 |

## Слепочный трансфер для закрытой ложки



С шестигранником

| Высота (мм) | Ø   | Артикул     |
|-------------|-----|-------------|
| 12          | 4.0 | AANITH4012T |
| 16          | 4.0 | AANITH4016T |
| 12          | 5.0 | AANITH5012T |
| 16          | 5.0 | AANITH5016T |

| Высота (мм) | Ø   | Артикул      |
|-------------|-----|--------------|
| 12          | 4.0 | AANITH4012HT |
| 16          | 4.0 | AANITH4016HT |
| 12          | 5.0 | AANITH5012HT |
| 16          | 5.0 | AANITH5016HT |

## Монолитный Слепочный трансфер для закрытой ложки

| Высота (мм) | Ø   | Артикул    |
|-------------|-----|------------|
| 12          | 4.0 | AANITN4012 |
| 16          | 4.0 | AANITN4016 |
| 12          | 5.0 | AANITN5012 |
| 16          | 5.0 | AANITN5016 |

| 12 | 4.0 | AANITN4012H |
|----|-----|-------------|
| 16 | 4.0 | AANITN4016H |
| 12 | 5.0 | AANITN5012H |
| 16 | 5.0 | AANITN5016H |

## Отвертка для слепочного трансфера

| Длина | Артикул |
|-------|---------|
| 4.5   | TCMID   |
| 13    | TCMIDE  |

## Слепочный трансфер для открытой ложки

| Ø     | Высота (мм) | Артикул     |
|-------|-------------|-------------|
| Ø 4.0 | 12          | AANIPH4012T |
|       | 16          | AANIPH4016T |
|       | 12          | AANIPN4012T |
|       | 16          | AANIPN4016T |
| Ø 5.0 | 7           | AANIPH5007T |
|       | 12          | AANIPH5012T |
|       | 7           | AANIPN5007T |
|       | 12          | AANIPN5012T |

## Винтовой абатмент



| Высота десны | Ø     | Артикул    |
|--------------|-------|------------|
| 1            | Ø 4.0 | AANOAF4010 |
| 2            |       | AANOAF4020 |
| 3            |       | AANOAF4030 |
| 4            |       | AANOAF4040 |
| 5            |       | AANOAF4050 |
| 1            | Ø 5.0 | AANOAF0010 |
| 2            |       | AANOAF0020 |
| 3            |       | AANOAF0030 |
| 4            |       | AANOAF0040 |
| 5            |       | AANOAF0050 |
| 1            | Ø 6.0 | AANOAF6010 |
| 2            |       | AANOAF6020 |
| 3            |       | AANOAF6030 |
| 4            |       | AANOAF6040 |
| 5            |       | AANOAF6050 |

## Отвертка для винтового абатмента

| Длина (мм) | Артикул |
|------------|---------|
| 7          | MOD300S |
| 13         | MOD300L |

## Заживляющий колпачок (титан)

| Ø     | Артикул    |
|-------|------------|
| Ø 4.0 | AANOHC4000 |
| Ø 5.0 | IHC400     |
| Ø 6.0 | AANOHC6000 |

## Слепочный трансфер (с уровня винтового абатмента для закрытой ложки)

| Высота абатмента | Ø     | Артикул     |
|------------------|-------|-------------|
| 7.5              | Ø 4.0 | AAOITO4010T |
| 7.5              |       | AAOITN4010T |
| 9.5              |       | AAOITO4012T |
| 9.5              |       | AAOITN4012T |
| 7.5              | Ø 5.0 | AAOITO5010T |
| 7.5              |       | AAOITN5010T |
| 9.5              |       | AAOITO5012T |
| 9.5              |       | AAOITN5012T |
| 7.5              | Ø 6.0 | AAOITO6010T |
| 7.5              |       | AAOITN6010T |
| 9.5              |       | AAOITO6012T |
| 9.5              |       | AAOITN6012T |

## Золотой приливаемый цилиндр (Octa)

| Ø     | Артикул     |
|-------|-------------|
| Ø 4.0 | AANGCO4000T |
|       | AANGCN4000T |
| Ø 5.0 | IOGO100T    |
|       | IOGN100T    |
| Ø 6.0 | AANGCO6000T |
|       | AANGCN6000T |

## Лабораторный аналог (octa)

| Ø     | Артикул    |
|-------|------------|
| Ø 3.8 | AANOLA4000 |
| Ø 4.8 | IOA300     |
| Ø 5.8 | AANOLA6000 |

## Слепочный трансфер с уровня винтового абатмента для открытой ложки

| Высота (мм) | Артикул     |
|-------------|-------------|
| 10          | AAOIPO4010T |
|             | AAOIPN4010T |
| 12          | AAOIPO4012T |
|             | AAOIPN4012T |

| Диаметр Ø 4.0 | Артикул     |
|---------------|-------------|
| 10            | AAOIPO4010T |
|               | AAOIPN4010T |
| 12            | AAOIPO4012T |
|               | AAOIPN4012T |

| Диаметр Ø 5.0 | Артикул     |
|---------------|-------------|
| 10            | AAOIPO5010T |
|               | AAOIPN5010T |
| 12            | AAOIPO5012T |
|               | AAOIPN5012T |



| Высота (мм)   | Артикул     |   |
|---------------|-------------|---|
| Диаметр Ø 6.0 |             |   |
| 10            | AAOIP06010T | ○ |
|               | AAOIPN6010T | ○ |
| 12            | AAOIP06012T | ○ |
|               | AAOIPN6012T | ○ |

### Временный цилиндр



~~45 \$~~ **29 \$**

- С восьмигранником  
○ Без восьмигранника

| Ø     | Артикул      |   |
|-------|--------------|---|
| Ø 4.0 |              |   |
|       | AANOTCO4010T | ○ |
|       | AANOTCN4010T | ○ |
| Ø 5.0 |              |   |
|       | AANOTCO5010T | ○ |
|       | AANOTCN5010T | ○ |
| Ø 5.0 |              |   |
|       | AANOTCO6010T | ○ |
|       | AANOTCN6010T | ○ |



### ССМ Цилиндр (КХС)

~~70 \$~~ **59 \$**

- С восьмигранником  
○ Без восьмигранника

| Ø     | Артикул     |   |
|-------|-------------|---|
| Ø 4.0 |             |   |
|       | AANCCO4000T | ○ |
|       | AANCCN4000T | ○ |
| Ø 5.0 |             |   |
|       | AANCCO5000T | ○ |
|       | AANCCN5000T | ○ |
| Ø 6.0 |             |   |
|       | AANCCO6000T | ○ |
|       | AANCCN6000T | ○ |

### Пластиковый выжигаемый цилиндр



**25 \$**

- С восьмигранником  
○ Без восьмигранника

| Ø     | Артикул     |   |
|-------|-------------|---|
| Ø 4.0 |             |   |
|       | AAOTCO4010T | ○ |
|       | AAOTCN4010T | ○ |
| Ø 5.0 |             |   |
|       | IOPH100T    | ○ |
|       | IOPN100T    | ○ |
| Ø 6.0 |             |   |
|       | AAOTCO6010T | ○ |
|       | AAOTCN6010T | ○ |

### Цилиндр EZ Post



~~75 \$~~ **45 \$**

- С восьмигранником  
○ Без восьмигранника

| Высота (мм)   | Артикул     |   |
|---------------|-------------|---|
| Диаметр Ø 4.0 |             |   |
| 5.5           | AAOECO4005T | ○ |
| 7.0           | AAOECO4007T | ○ |
| 5.5           | AAOECN4005T | ○ |
| 7.0           | AAOECN4007T | ○ |

Диаметр Ø 5.0

|     |             |   |
|-----|-------------|---|
| 5.5 | AAOECO5005T | ○ |
| 7.0 | AAOECO5007T | ○ |
| 5.5 | AAOECN5005T | ○ |
| 7.0 | AAOECN5007T | ○ |

Диаметр Ø 6.0

|     |             |   |
|-----|-------------|---|
| 5.5 | AAOECO6005T | ○ |
| 7.0 | AAOECO6007T | ○ |
| 5.5 | AAOECN6005T | ○ |
| 7.0 | AAOECN6007T | ○ |



### Отвертка для шарикового абатмента

| Тип             | Длина (мм) | Артикул |       |
|-----------------|------------|---------|-------|
| Наконечник      |            |         |       |
|                 | 11         | TBN250S | 69 \$ |
|                 | 18         | TBN250L |       |
| Храповый ключ   |            |         |       |
|                 | 11         | TBR250S | 69 \$ |
|                 | 18         | TBR250L |       |
| Динамомет. ключ |            |         |       |
|                 | 11         | TBT250S | 69 \$ |
|                 | 18         | TBT250L |       |

### Easy Seal \*

система для запечатывания шахт абатмента



**70 \$**

Артикул

EZSP21K  
EZSP22K  
EZSP24K  
EZSP31K




### Ручная отвертка (шестигранник 1.2)

**69 \$**

| Длина (мм) | Артикул    |
|------------|------------|
| 10         | TCMHDS1200 |
| 15         | TCMHDL1200 |

### Набор для \* профилирования кости

**620 \$**



KARBP3000

### MICaKit

набор для закрытого синус-лифтинга

**1250 \$**  
SGIS3000



### MILaKit

набор для открытого синус-лифтинга

**950 \$**  
KLSCN3000



### BonEx kit

Набор для расщепления гребня

**950 \$**  
KBEC3000



### Ортопедический набор



**1300 \$** KANPK3000

### Динамометрический ключ



**330 \$** MTW300A

### Отвертка для извлечения абатмента



Длина (мм) Артикул

**69 \$** 17.5 TANMRD18  
25.0 TANMRD25

### Набор примерочных абатментов



**790 \$**

Артикул

KANASG3000

### Инструменты для забора аутокости

#### Auto-Max

**150 \$**



**500 \$** - набор из 4-х инстр.

Ø Артикул

Ø 3.5 AM2535  
Ø 5.0 AM4050  
Ø 6.0 AM5060  
Ø 7.0 AM6070

### Ручная отвертка для абатмента (3 шт.)

**69 \$**

### Хирургический шаблон 4 опоры



**150 \$** MUSG70

### Набор абатментов Multi-Unit для 4-х опор



~~4200 \$~~

**2950 \$**

### Thor

Пьезохирургический прибор для расщепления гребня\*



**4000 \$**

### Насадка для Thor

**195 \$**



Цвет Артикул

Серебристая DMT-THOR-TS

\* общая гарантия - 1 год, гарантия на наконечник - 3 месяца

### НОВИНКИ

### Ручной имплантовод



**270 \$**

Артикул

TANMI

### Предохраняющий абатмент

~~48 \$~~  
**43 \$**



D Диаметр абатмента

P Десна

H Высота десны

A Угол

| Тип              |    | P     |           |
|------------------|----|-------|-----------|
| Щечно-язычный    |    | 3     |           |
| H (мм)           | A° | Ø     | Артикул   |
| 5,5              | 90 |       | AFAP5535P |
| 7                | 15 | Ø 5.5 | AFAA5315P |
| 7                | 25 |       | AFAA5325P |
| Мезио-дистальный |    |       |           |
| 7                | 15 |       | AFAA5315P |
| 7                | 25 | Ø 4.5 | AFAA5325P |

## НОВИНКИ

## Локаторы Meg-Rhein

~~78 \$~~  
**69 \$**



| Высота (мм) | Артикул |
|-------------|---------|
| 0           | ADR00   |
| 1.0         | ADR01   |
| 2.0         | ADR02   |
| 4.0         | ADR04   |
| 6.0         | ADR06   |

## Слепочный трансфер

~~75 \$~~  
**69 \$**



| Высота (мм) | Артикул |
|-------------|---------|
| 5.5         | 044CAIN |



## Лабораторный аналог

Артикул  
PLA

~~39 \$~~  
**19 \$**



## Металлическая матрица

(5 шт. в упаковке)

~~95 \$~~  
**89 \$**

Артикул  
MHP

## Ретенционные колпачки



~~45 \$~~  
**39 \$** (5 шт. в упаковке)

| Цвет       | Артикул |
|------------|---------|
| Белый      | RCWP    |
| Фиолетовый | RCVP    |
| Розовый    | RCPP    |
| Желтый     | RCYP    |
| Черный     | RCBP    |

## Инструмент для установки колпачков




Длина (мм) Артикул

**85 \$**

|    |        |
|----|--------|
| 83 | 085IAC |
| 40 |        |

## Инструмент для извлечения колпачков



Длина (мм) Артикул

**85 \$**

|    |       |
|----|-------|
| 90 | 091EC |
|----|-------|



## Абатмент Multi-unit прямой

~~75 \$~~  
**54 \$**

○ С шестигранником  
○ Без шестигранника

Ø D A°  
5.0 прямой

| Высота (мм) | Тип    | Артикул     |
|-------------|--------|-------------|
| 1.5         | Моно-  | MUAARN0015C |
| 2.5         | литный | MUAARN0025C |
| 3.5         | (M1.8) | MUAARN0035C |
| 4.5         |        | MUAARN0045C |



## Абатмент угловой Multi-unit 17°

~~75 \$~~  
**69 \$**

Ø D A°  
5.0 17°

| Высота (мм) | Тип | Артикул      |
|-------------|-----|--------------|
| 2.5         |     | MUAARH1725LC |
| 3.5         | ○   | MUAARH1735LC |
| 4.5         |     | MUAARH1745LC |
| 2.5         |     | MUAARN1725LC |
| 3.5         | ○   | MUAARN1735LC |
| 4.5         |     | MUAARN1745LC |



## Абатмент угловой Multi-unit 30°

~~75 \$~~  
**69 \$**

Ø D A°  
5.0 30°

| Высота (мм) | Тип | Артикул      |
|-------------|-----|--------------|
| 3.5         | ○   | MUAARH3035LC |
| 4.5         |     | MUAARH3045LC |
| 3.5         | ○   | MUAARN3035LC |
| 4.5         |     | MUAARN3045LC |

## Защитный колпачок



~~48 \$~~  
**29 \$**

| Тип         | Артикул |
|-------------|---------|
| Стандартный | MUANCL  |
| Широкий     | MUANCWL |



## Полувывигаемый цилиндр

Ø ○ Артикул

Желтый


Ø 5.0 ○ MUACCML



## Слепочный трансфер для открытой ложки

Высота (мм) ○ Артикул

9.4 ○ MUAICT



## Лабораторный аналог мульти-юнит абатмента

Ø Артикул

Ø 5.0 MUALA



## Временный цилиндр

~~45 \$~~  
**29 \$**

Ø 5.0 ○ Артикул  
MUATCL

## Отвертка для прямого мульти-юнит абатмента

**69 \$**



| Шести-гранник | Длина (мм) | Артикул  |
|---------------|------------|----------|
| 1.2           | 20         | MUHD1220 |

## Отвертка машинная для прямого мульти-юнит абатмента

**69 \$**



| Шести-гранник | Длина (мм) | Артикул |
|---------------|------------|---------|
| 2.0           | 10         | MURAD10 |

## Отвертка ручная для прямого мульти-юнит абатмента

**69 \$**



| Шести-гранник | Длина (мм) | Артикул |
|---------------|------------|---------|
| 2.0           | 10         | MUD10   |

## Отвертка-толкатель

**69 \$**



| Шести-гранник | Длина (мм) | Артикул |
|---------------|------------|---------|
| 1.2           | 20         | MUARD20 |

## Набор примерочных абатментов



~~300 \$~~  
**195 \$**

Артикул

MUTIAAR00CP

## Комплект абатмент угловой 297 \$

| Угол | Высота | Тип | Артикул     |
|------|--------|-----|-------------|
| 17°  | 2.5    | ○   | MUAARH1725P |
| 17°  | 3.5    | ○   | MUAARH1735P |
| 17°  | 4.5    | ○   | MUAARH1745P |
| 30°  | 3.5    | ○   | MUAARH3035P |
| 30°  | 4.5    | ○   | MUAARH3045P |

состав: Абатмент угловой + Аналог лабораторный + Трансфер слепочный + Цилиндр временный + Цилиндр полувывигаемый KXC

## Титановые мембраны I-Gen



| Тип | Вид мембраны | Артикул  |
|-----|--------------|----------|
| A   | Узкий        | IG1W4509 |
|     | средний      | IG1W5510 |
|     | широкий      | IG1W6511 |
| B   | Узкий        | IG2W0918 |
|     | средний      | IG2W1120 |
|     | широкий      | IG2W1323 |
| C   | Узкий        | IG3W0921 |
|     | средний      | IG3W1125 |
|     | широкий      | IG3W1328 |

## Плоский абатмент

| Ø     | Длина (мм) | Артикул    |
|-------|------------|------------|
| Ø 3.5 | 1          | AANFAL3510 |
|       | 2          | AANFAL3520 |
|       | 3          | AANFAL3530 |
|       | 4          | AANFAL3540 |
|       | 5          | AANFAL3550 |



**35 \$**



## Винт-заглушка

| Ø     | Артикул |
|-------|---------|
| Ø 3.5 | FCS3510 |

~~35 \$~~  
**19 \$**

## Формирователь десны

| Высота (мм) | Артикул |
|-------------|---------|
| 2           | FHA402  |
| 3           | FHA403  |
| 4           | FHA404  |



~~35 \$~~  
**19 \$**

## Слепочный трансфер для закрытой ложки

| Ø     | Высота (мм) | Артикул  |
|-------|-------------|----------|
| Ø 3.5 | 9.5         | FIT4012T |



~~75 \$~~  
**29 \$**

## Слепочный трансфер для открытой ложки

| Ø     | Высота (мм) | Артикул  |
|-------|-------------|----------|
| Ø 3.5 | 12          | FIP4012T |



~~75 \$~~  
**29 \$**

## Лабораторный аналог плоского абатмента

| Ø     | Высота (мм) | Артикул |
|-------|-------------|---------|
| Ø 3.5 | 12          | FLA3512 |



~~39 \$~~  
**29 \$**

## Временный цилиндр

| Ø     | Артикул  |
|-------|----------|
| Ø 3.5 | FTC4012T |



~~45 \$~~  
**29 \$**

все размеры указаны в мм

оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании

## Цилиндр EZ Post

75 \$



| Высота (мм) | Артикул  |
|-------------|----------|
| 5.5         | FEC4005T |
| 7.0         | FEC4007T |

## Золотой приливаемый цилиндр

~~258 \$~~  
 149 \$


| Ø     | Артикул  |
|-------|----------|
| Ø 3.5 | FGC4012T |

## Цилиндр КХС приливаемый

~~79 \$~~  
 59 \$


| Ø     | Артикул  |
|-------|----------|
| Ø 3.5 | FCC4012T |

## Ручная отвертка

69 \$



| Длина (мм) | Артикул    |
|------------|------------|
| 10         | TCMHDS1600 |
| 15         | TCMHDL1600 |

## Meg-Torq электрический динамометрический ключ

2300 \$



Meg-Torq

## MegaEYE портативная внутриротовая камера

120 \$



## Стопер для трепана



60\$

117\$

| Высота (мм) | Артикул    |
|-------------|------------|
| 7.0         | TANTSF2307 |
| 8.5         | TANTSF2308 |
| 10.0        | TANTSF2310 |
| 11.5        | TANTSF2311 |
| -           | MRTBJ      |

## Scan Абатмент


~~59 \$~~  
 36 \$

| Ø | L | Тип | Артикул |
|---|---|-----|---------|
|---|---|-----|---------|

## Anyridge\*

|     |   |          |            |
|-----|---|----------|------------|
| 4.0 | 9 | Короткий | AANISR4009 |
| 13  |   | Длинный  | AANISR4013 |

## AnyOne\*


|     |   |          |            |
|-----|---|----------|------------|
| 4.0 | 9 | Короткий | AAOISR4009 |
| 13  |   | Длинный  | AAOISR4013 |

## Mini

|     |    |         |          |
|-----|----|---------|----------|
| 3.5 | 13 | Длинный | MISS3513 |
|-----|----|---------|----------|

\*Винт в комплекте

## База для изготовления индивидуального абатмента


~~35 \$~~  
 25 \$

P Высота абатмента

C Высота десны

 ○ С шестигранником  
 ⊗ Без шестигранника

## Система

## AnyRidge

\*Упаковка из 10 шт. 250 \$

| Ø   | C   | P   | Тип | Артикул         |
|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 4.0 | 0.6 | 4.5 | ○   | AANIPR4015.MTN  |
|     |     | 6   | ○   | AANIPR4016.MTN  |
|     |     | 4.5 | ⊗   | AANIPR4015N.MTN |
|     |     | 6   | ⊗   | AANIPR4016N.MTN |

| Ø   | C   | P   | Тип | Артикул         |
|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 4.5 | 1.5 | 4.5 | ○   | AANIPR4525.MTN  |
|     |     | 6   | ○   | AANIPR4526.MTN  |
|     |     | 4.5 | ⊗   | AANIPR4525N.MTN |
|     |     | 6   | ⊗   | AANIPR4526N.MTN |

## Система

## Mini

\*Упаковка из 10 шт. 250 \$

| Ø | C   | P   | Тип | Артикул       |
|---|-----|-----|-----|---------------|
| 3 | 0.6 | 2.5 | ○   | MIPN3013.MTN  |
|   |     | 2.5 | ⊗   | MIPN3013N.MTN |

## Уровень

Octa Level 35 \$\*

\*Упаковка из 10 шт. 350 \$

| Ø | C | P | Тип | Артикул |
|---|---|---|-----|---------|
|---|---|---|-----|---------|

## Маленький

|   |     |   |   |                |
|---|-----|---|---|----------------|
| 5 | 0.8 | 5 | ○ | AOCEPS5015.MTN |
|---|-----|---|---|----------------|

## Стандартный

|   |     |   |   |                |
|---|-----|---|---|----------------|
| 5 | 0.8 | 5 | ○ | AOCEPR5515.MTN |
|---|-----|---|---|----------------|

## Широкий

|     |     |   |   |                |
|-----|-----|---|---|----------------|
| 5.5 | 0.8 | 5 | ○ | AOCEPW6515.MTN |
|-----|-----|---|---|----------------|

## Маленький

|     |     |   |   |                |
|-----|-----|---|---|----------------|
| 5.5 | 0.8 | 5 | ○ | ANOEPS5015.MTN |
|-----|-----|---|---|----------------|

## Стандартный

|     |     |   |   |               |
|-----|-----|---|---|---------------|
| 6.5 | 0.8 | 5 | ⊗ | ANOEP5515.MTN |
|-----|-----|---|---|---------------|

## Широкий

|     |     |   |   |                |
|-----|-----|---|---|----------------|
| 6.5 | 0.8 | 5 | ⊗ | ANOEPW6515.MTN |
|-----|-----|---|---|----------------|

## Болванка для индивидуального титанового абатмента


~~35 \$~~  
 25 \$

 ○ С шестигранником  
 ⊗ Без шестигранника

\*Упаковка из 10 шт. 250 \$

## Anyridge

## Золотой

| Ø  | L  | Тип | Артикул       |
|----|----|-----|---------------|
| 12 | 20 | ○   | ARTR1220.MT   |
|    |    | ⊗   | ARTR1220N.MTN |

## Mini

## Бесцветный

| Ø  | L  | Тип | Артикул       |
|----|----|-----|---------------|
| 12 | 20 | ○   | MITN1020.MTN  |
|    |    | ⊗   | MITN1020N.MTN |

## Octa Level

## Бесцветный

| Размер      | Ø  | L  | Тип | Артикул      |
|-------------|----|----|-----|--------------|
| Маленький   |    |    | ○   | OCTS1220.MTN |
| Стандартный |    |    | ⊗   | OCTR1220.MTN |
| Широкий     |    |    | ○   | OCTW1220.MTN |
| Маленький   | 12 | 20 | ○   | NOTS1220.MTN |
| Стандартный |    |    | ○   | NOTR1220.MTN |
| Широкий     |    |    | ⊗   | NOTW1220.MTN |

## Заглушка для Mini имплантатов


~~35 \$~~  
 19 \$

| Высота (мм) | Артикул  |
|-------------|----------|
| 0.5         | MICS2505 |

## Имплантаты Mini



150 \$

| Ø    | Длина | Артикул   |
|------|-------|-----------|
|      | 8.5   | MIIF3008C |
|      | 10.0  | MIIF3010C |
| 3.0  | 11.5  | MIIF3011C |
|      | 13.0  | MIIF3013C |
|      | 15.0  | MIIF3015C |
|      | 8.5   | MIIF3308C |
|      | 10.0  | MIIF3310C |
| 3.25 | 11.5  | MIIF3311C |
|      | 13.0  | MIIF3313C |
|      | 15.0  | MIIF3315C |

## Формирователь десны


~~47 \$~~  
 29 \$

| Диаметр профиля | Высота десны (мм) | Артикул  |
|-----------------|-------------------|----------|
|                 | 1.0               | MIHA3025 |
|                 | 1.5               | MIHA3030 |
| 3.0             | 2.5               | MIHA3040 |
|                 | 3.5               | MIHA3050 |
|                 | 4.5               | MIHA3060 |
|                 | 1.0               | MIHA3525 |
|                 | 1.5               | MIHA3530 |
| 3.5             | 2.5               | MIHA3540 |
|                 | 3.5               | MIHA3550 |
|                 | 4.5               | MIHA3560 |

## Mini EZ Post


~~70 \$~~  
 59 \$

## Диаметр профиля

Ø 3.5

| Высота абатмента | Высота десны (мм) | Артикул    |
|------------------|-------------------|------------|
|                  | 1.0               | MIER3505HT |
|                  | 1.5               | MIER3515HT |
| 5.0              | 2.5               | MIER3525HT |
|                  | 3.5               | MIER3535HT |
|                  | 4.5               | MIER3545HT |
|                  | 1.0               | MIER3507HT |
|                  | 1.5               | MIER3517HT |
| 7.0              | 2.5               | MIER3527HT |
|                  | 3.5               | MIER3537HT |
|                  | 4.5               | MIER3547HT |
|                  | 1.0               | MIER3509HT |
|                  | 1.5               | MIER3519HT |
| 9.0              | 2.5               | MIER3529HT |
|                  | 3.5               | MIER3539HT |
|                  | 4.5               | MIER3549HT |



## Абатмент Mini


~~70 \$~~  
**69 \$**

## Диаметр профиля

Ø 3.0

| Высота абатмента десны (мм) | Высота десны (мм) | Артикул    |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| 5.0                         | 1.0               | MIMA3005HT |
|                             | 1.5               | MIMA3015HT |
|                             | 2.5               | MIMA3025HT |
|                             | 3.5               | MIMA3035HT |
|                             | 4.5               | MIMA3045HT |
| 7.0                         | 1.0               | MIMA3007HT |
|                             | 1.5               | MIMA3017HT |
|                             | 2.5               | MIMA3027HT |
|                             | 3.5               | MIMA3037HT |
|                             | 4.5               | MIMA3047HT |
| 9.0                         | 1.0               | MIMA3009HT |
|                             | 1.5               | MIMA3019HT |
|                             | 2.5               | MIMA3029HT |
|                             | 3.5               | MIMA3039HT |
|                             | 4.5               | MIMA3049HT |



## Угловой абатмент Mini

~~99 \$~~  
**75 \$**

| Ø D               | A°  | С шестигранником | Без шестигранника |
|-------------------|-----|------------------|-------------------|
| 3.5               | 15  |                  |                   |
| Высота десны (мм) | Тип | Артикул          |                   |
| 2.5               |     | MIAA3215HT       |                   |
| 3.5               | ○   | MIAA3315HT       |                   |
| 4.5               |     | MIAA3415HT       |                   |
| 2.5               |     | MIAA3215ET       |                   |
| 3.5               | ○   | MIAA3315ET       |                   |
| 4.5               |     | MIAA3415ET       |                   |

## Фиксирующий винт для абатмента

~~19 \$~~


MIAS14

## Аналог имплантата Mini

~~39 \$~~  
**19 \$**
Длина 12 мм  
MILA300H

## Слепочный трансфер Mini


~~75 \$~~  
**39 \$**

## Диаметр профиля

Ø 3.5


| Длина (мм)      | Тип                         | Артикул    |
|-----------------|-----------------------------|------------|
| 14              | Трансфер для закрытой ложки | MIT3516HT  |
| 16              | Трансфер для открытой ложки | MIIP3516HT |
| Длина (мм)      | Тип                         | Артикул    |
| 16              | Трансфер для открытой ложки | MIIP3516HT |
| Диаметр профиля | Длина                       | Артикул    |
| 3.0             | 12                          | MITA3012HT |

## Временный абатмент Mini

~~50 \$~~  
**39 \$**


| Диаметр профиля | Длина | Артикул    |
|-----------------|-------|------------|
| 3.0             | 12    | MITA3012HT |

## Предохраняющий абатмент Mini


~~48 \$~~  
**43 \$**


Щечно-язычный

Мезио-дистальный

Ø 5.0

Ø 3.5

| Высота десны | Высота абатмента | Артикул   |
|--------------|------------------|-----------|
| 3.5          | 7.0              | MFAP3535P |
| Высота десны | Высота абатмента | Артикул   |
| 3.5          | 7.0              | MFAA3315P |

## Прямой тип

MFAA3315P

## Угловой тип

MFAA3315P



## Mini™

## Сильное решение для узкого гребня

- Конусное соединение II°
- Поверхность из нанослоя ионов Ca
- Инновационная резьба Knife thread


## ◆ Mini\*, но Максимально надежно

## Узкие имплантаты повышенной прочности



Клинические случаи

## ◆ Сверхкороткий имплантат (длина = 5,5 мм)



## Почему это работает?

Площадь соприкосновения имплантата с костной тканью (BIC) является одним из основных факторов первичной стабилизации. Чем больше площадь, тем больше стабильность [1].

Поэтому короткий имплантат с большой площадью поверхности будет также эффективен, как и длинный имплантат с той же площадью.


Длина имплантата не влияет на его выживаемость при условии достаточной площади поверхности [2]. Соотношение длины имплантата и ортопедической конструкции также не имеет значения при наличии конусного соединения и переключения платформ [3].

175 \$

| Диаметр платформы | Диаметр Ø | Артикул |
|-------------------|-----------|---------|
| 3,3               | 3.5       | MX3505  |
|                   | 4.0       | MX4005  |
|                   | 4.5       | MX4505  |
|                   | 5.0       | MX5005  |

## Что это дает?

- Возможность избежать костной пластики при недостаточной высоте кости
- Возможность значительно сократить сроки реабилитации
- Возможность значительно снизить травматизм операций



## Как применить?

- Используйте безопасные короткие сверла со стопперами для установки

