



**МЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО
СНИЗИЛИ ЦЕНЫ
НА ВСЮ ОРТОПЕДИЮ**

**И РАЗДАЕМ
СКИДКИ!**



**НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
ПО ОТЛИЧНОЙ ЦЕНЕ!**

DENTAL GURU
ALL SOLUTIONS FOR DENTISTRY

www.tdentalgu.ru



Каталог IMPRO
Вы можете скачать
по адресу:
www.tdentalgu.ru/catalogs.html



Имплантаты IMPLANTEM

ØA / ØB / H	L	Артикул	Цена
Ø3,6 / Ø3,4	7,2	IM-3607	€ 89
	8	IM-3608	\$ 98
	10	IM-3610	
	12	IM-3612	
	14	IM-3614	
H = 0,1			
Ø4,0 / Ø3,8	7,2	IM-4007	€ 89
	8	IM-4008	\$ 98
	10	IM-4010	
	12	IM-4012	
	14	IM-4014	
H = 0,35			
Ø4,5 / Ø4,3	7,2	IM-4507	€ 89
	8	IM-4508	\$ 98
	10	IM-4510	
	12	IM-4512	
	14	IM-4514	
H = 0,4			
Ø5,0 / Ø4,8	7,2	IM-5007	€ 89
	8	IM-5008	\$ 98
	10	IM-5010	
	12	IM-5012	
	14	IM-5014	
H = 0,5			
Ø6,0 / Ø4,8	7,2	IM-6007	€ 89
	8	IM-6008	\$ 98
	10	IM-6010	
	12	IM-6012	
H = 0,8			
Ø7,0 / Ø5,8	7,2	IM-7007	€ 89
	8	IM-7008	\$ 98
	10	IM-7010	
	12	IM-7012	
H = 1,1			

Лабораторный аналог имплантата (титан)

Ø3,6	IAN36	€ 23
Ø4,0	IAN40	\$ 25,5
		€ 16 \$ 17,76

Винт-заглушка

подходит для всех диаметров имплантатов

Z36U	€ 19	€ 18
	\$ 21	\$ 19,98

Формирователь десны

Ø	H1 / H2	Артикул	Цена
Ø4,0	2,0 / 2,0	FD402020	€ 27
	2,0 / 3,5	FD402035	\$ 30
	3,0 / 5,0	FD403050	€ 22
	4,0 / 7,0	FD404070	\$ 24,5
Ø4,5	2,0 / 2,0	FD452020	€ 27
	2,0 / 3,5	FD452035	\$ 30
	3,0 / 5,0	FD453050	€ 22
	4,0 / 7,0	FD454070	\$ 24,5

Ø	H1 / H2	Артикул	Цена
---	---------	---------	------

Ø5,5	2,0 / 2,0	FD552020	€ 27
	2,0 / 3,5	FD552035	\$ 30
	3,0 / 5,0	FD553050	€ 22
	4,0 / 7,0	FD554070	\$ 24,5

Ø6,5	2,0 / 2,0	FD652020	€ 27
	2,0 / 3,5	FD652035	\$ 30
	3,0 / 5,0	FD653050	€ 22
	4,0 / 7,0	FD654070	\$ 24,5

Ø7,5	3,0 / 5,0	FD753050	€ 27
	3,0 / 5,0	FD853050	\$ 30
Ø8,5	3,0 / 5,0	FD853050	€ 22
Ø9,5	3,0 / 5,0	FD953050	\$ 24,5

Комбинированный абатмент

Ø	H	Артикул	Цена
Ø4,5	1,0	KAB4510	€ 42
	1,5	KAB4515	\$ 46,5
	2,5	KAB4525	€ 31
	3,5	KAB4535	\$ 34,5
	4,5	KAB4545	
	5,5	KAB4555	
Ø5,5	1,5	KAB5515	€ 42
	2,5	KAB5525	\$ 46,5
	3,5	KAB5535	€ 31
	4,5	KAB5545	\$ 34,5
	5,5	KAB5555	
Ø6,5	1,5	KAB6515	€ 42
	2,5	KAB6525	\$ 46,5
	3,5	KAB6535	€ 31
	4,5	KAB6545	\$ 34,5
	5,5	KAB6555	

Слепочный колпачок

Ø	Артикул	Цена
4,5	IC45	€ 12,5
5,5	IC55	\$ 14
6,5	IC65	

Лабораторный аналог абатмента (титан)

4,5	KAN45	€ 18
5,5	KAN55	\$ 20
6,5	KAN65	

Защитный колпачок

Ø 4,5	PC45	€ 18
Ø 5,5	PC55	\$ 20
Ø 6,5	PC65	€ 16 \$ 17,8

Двойной абатмент

Ø	H	Артикул	Цена
---	---	---------	------

с шестигранником

Ø4,5	1,0	DAB4510H	€ 56
	2,0	DAB4520H	\$ 62
	3,0	DAB4530H	€ 49
	4,0	DAB4540H	\$ 54,4
	5,0	DAB4550H	
	6,0	DAB4560H	

Ø5,5	1,0	DAB5510H	€ 56
	2,0	DAB5520H	\$ 62
	3,0	DAB5530H	€ 49
	4,0	DAB5540H	\$ 54,4
	5,0	DAB5550H	
	6,0	DAB5560H	

Ø6,5	1,0	DAB6510H	€ 56
	2,0	DAB6520H	\$ 62
	3,0	DAB6530H	€ 49
	4,0	DAB6540H	\$ 54,4
	5,0	DAB6550H	
	6,0	DAB6560H	

без шестигранника

Ø4,5	1,0	DAB4510N	€ 56
	2,0	DAB4520N	\$ 62
	3,0	DAB4530N	€ 49
	4,0	DAB4540N	\$ 54,4
	5,0	DAB4550N	
	6,0	DAB4560N	

Ø5,5	1,0	DAB5510N	€ 56
	2,0	DAB5520N	\$ 62
	3,0	DAB5530N	€ 49
	4,0	DAB5540N	\$ 54,4
	5,0	DAB5550N	
	6,0	DAB5560N	

Ø6,5	1,0	DAB6510N	€ 56
	2,0	DAB6520N	\$ 62
	3,0	DAB6530N	€ 49
	4,0	DAB6540N	\$ 54,4
	5,0	DAB6550N	
	6,0	DAB6560N	

Абатмент "нулевого уровня"

Ø4,5	DAB4500H	€ 56
	DAB4500N	\$ 62
		€ 49 \$ 54,4
Ø5,5	DAB5500H	€ 56
	DAB5500N	\$ 62
		€ 49 \$ 54,4

Выжигаемый цилиндр одиночный (PEEK)

4,5	BC45S	€ 12,5
5,5	BC55S	\$ 14
6,5	BC65S	

Выжигаемый цилиндр мостовидный (PEEK)

4,5	BC45B	€ 12,5
5,5	BC55B	\$ 14
6,5	BC65B	

Фиксирующий винт слепочного трансфера для открытой ложки



L	Артикул	Цена
23	SITO11	€ 15
27	SITO15	\$ 16,5

Фиксирующий винт слепочного трансфера для закрытой ложки



L	Артикул	Цена
17	SITC17	€ 15
21	SITC21	\$ 16,5

Слепочный трансфер для закрытой ложки

H	Ø	Артикул	Цена
11	4,0	ITC4011H	€ 44
	4,5	ITC4511H	\$ 48,5
	5,5	ITC5511H	€ 31
	6,5	ITC6511H	\$ 34,5
15	4,0	ITC4015H	€ 44
	4,5	ITC4515H	\$ 48,5
	5,5	ITC5515H	€ 31
	6,5	ITC6515H	\$ 34,5

Слепочный трансфер для открытой ложки

H	Ø	Артикул	Цена
17	4,0	ITO4011H	€ 44
	4,5	ITO4511H	\$ 48,5
	5,5	ITO5511H	€ 31
	6,5	ITO6511H	\$ 34,5
21	4,0	ITO4015H	€ 44
	4,5	ITO4515H	\$ 48,5
	5,5	ITO5515H	€ 31
	6,5	ITO6515H	\$ 34,5

все размеры указаны в мм

оплата производится по внутреннему курсу компании

цены в \$ указаны для сравнения, оплата производится по курсу €

Н	Ø	Артикул	Цена
---	---	---------	------

без шестигранника

	4,0	ITO4011N	€ 44
	4,5	ITO4511N	\$ 48,5
	5,5	ITO5511N	€ 31
	6,5	ITO6511N	\$ 34,5

	4,0	ITO4015N	€ 44
	4,5	ITO4515N	\$ 48,5
	5,5	ITO5515N	€ 31
	6,5	ITO6515N	\$ 34,5

Обтачиваемый абатмент

Ø	Н	Артикул	Цена
---	---	---------	------

	1,0	ODAB4010H	€ 56
	2,0	ODAB4020H	\$ 62
	3,0	ODAB4030H	

	1,0	ODAB4510H	€ 56
	4,5	2,0 ODAB4520H	\$ 62
	3,0	ODAB4530H	

	1,0	ODAB5510H	€ 56
	5,5	2,0 ODAB5520H	\$ 62
	3,0	ODAB5530H	

	1,5	ODAB6515H	€ 56
	6,5	2,5 ODAB6525H	\$ 62
	4,0	ODAB6540H	

Угловой абатмент

Ø / N°	Н	Артикул	Цена
--------	---	---------	------

с шестигранником

	Ø4,5	2,0 UAB154520N	€ 71
	15°	4,0 UAB154540N	\$ 78,5

~~€ 63~~ \$ 69,93

	Ø5,5	2,0 UAB155520N	€ 71
	15°	4,0 UAB155540N	\$ 78,5

~~€ 63~~ \$ 69,93

	Ø4,5	1,0 UAB254510N	€ 71
	25°	2,0 UAB254520N	\$ 78,5

~~€ 63~~ \$ 69,93

	Ø4,5	4,0 UAB254540N	€ 63
	25°		\$ 69,93

	Ø5,5	1,0 UAB255510N	€ 71
	25°	2,0 UAB255520N	\$ 78,5

~~€ 63~~ \$ 69,93

Ø / N°	Н	Артикул	Цена
--------	---	---------	------

без шестигранника

	Ø4,5	2,0 UAB154520N	€ 71
	15°	4,0 UAB154540N	\$ 78,5

~~€ 63~~ \$ 69,93

	Ø5,5	2,0 UAB155520N	€ 71
	15°	4,0 UAB155540N	\$ 78,5

~~€ 63~~ \$ 69,93

	Ø4,5	1,0 UAB254510N	€ 71
	25°	2,0 UAB254520N	\$ 78,5

~~€ 63~~ \$ 69,93

	Ø5,5	1,0 UAB255510N	€ 71
	25°	2,0 UAB255520N	\$ 78,5

~~€ 63~~ \$ 69,93

Полуотливаемый абатмент КХС

Артикул	Цена
---------	------

с шестигранником

	МAB45H	€ 70
		\$ 77 € 56 \$ 62,16

без шестигранника

	МAB45N	€ 70
		\$ 77 € 56 \$ 62,16

Временный абатмент титановый

Артикул	Цена
---------	------

с шестигранником

	TAB45H	€ 35
		\$ 38,5 € 29 \$ 32,2

без шестигранника

	TAB45N	€ 35
		\$ 38,5 € 29 \$ 32,2

Временный абатмент пластиковый (PEEK)

	Ø 4,5	PAB45	€ 30
	Ø 5,5	PAB55	\$ 33
	Ø 6,5	PAB65	€ 29

~~\$ 32,2~~

Винт фиксирующий (титан) для абатментов
длина 10,2

AS2010		€ 10
		\$ 10,9

Винтовой абатмент

Ø	Н	Артикул	Цена
---	---	---------	------

	Ø4,5	1,0 VAB4510	
	1,5	VAB4515	€ 59
	2,5	VAB4525	\$ 65
	3,5	VAB4535	€ 49
	4,5	VAB4545	\$ 54,39

	Ø5,5	1,5 VAB5515	€ 59
	2,5	VAB5525	\$ 65
	3,5	VAB5535	€ 49
	4,5	VAB5545	\$ 54,39
	5,5	VAB5555	

Угловой винтовой абатмент

Ø / N°	Н	Артикул
--------	---	---------

~~€ 75~~ € 58 \$ 82,5 \$ 64,4

с шестигранником

	Ø4,5	1,5 UVAB453015H	
	30°	3,0 UVAB453030H	

без шестигранника

	Ø4,5	1,5 UVAB453015N	
	30°	3,0 UVAB453030N	

с шестигранником

	Ø5,5	1,5 UVAB553015H	
	30°	3,0 UVAB553030H	

без шестигранника

	Ø5,5	1,5 UVAB553015N	
	30°	3,0 UVAB553030N	

с шестигранником

	Ø4,5	1,5 UVAB451515H	
	15°	3,0 UVAB451530H	

без шестигранника

	Ø4,5	1,5 UVAB451515N	
	15°	3,0 UVAB451530N	

с шестигранником

	Ø5,5	1,5 UVAB551515H	
	15°	3,0 UVAB551530H	

без шестигранника

	Ø5,5	1,5 UVAB551515N	
	15°	3,0 UVAB551530N	

Аналог винтового абатмента (титан)

	4,5	VAN45	€ 16
	5,5	VAN55	\$ 18

Слепочные трансферы для винтового абатмента для открытой ложки

Ø	Артикул	Цена
---	---------	------

с шестигранником

	4,5	ITVO45H	€ 42
	5,5	ITVO55H	\$ 46,5

~~€ 31~~ \$ 34,5

без шестигранника

	4,5	ITVO45N	€ 42
	5,5	ITVO55N	\$ 46,5

~~€ 31~~ \$ 34,5

Слепочные трансферы для винтового абатмента для закрытой ложки

Ø	Артикул	Цена
---	---------	------

с шестигранником

	4,5	ITVC45H	€ 42
	5,5	ITVC55H	\$ 46,5

~~€ 31~~ \$ 34,5

без шестигранника

	4,5	ITVC45N	€ 42
	5,5	ITVC55N	\$ 46,5

~~€ 31~~ \$ 34,5

Винт фиксирующий для трансфера для открытой ложки

L	Артикул	Цена
---	---------	------

	15	SITVO15	€ 15
			\$ 16,5

Винт фиксирующий для трансфера для закрытой ложки

L	Артикул	Цена
---	---------	------

	9	SITVC9	€ 15
			\$ 16,5

Защитный колпачок (PEEK) винт в комплекте

Ø	Артикул	Цена
---	---------	------

	4,5	PCV45	€ 18
	5,5	PCV55	\$ 20

**Винт фиксирующий для
винтового абатмента**


SVAB € 14 \$ 15,5

**Цилиндр титановый
винтового абатмента**

Ø	Артикул	Цена
---	---------	------

с шестигранником

4,5	TCV45H	€ 33
5,5	TCV55H	\$ 36,5

без шестигранника

4,5	TCV45N	€ 33
5,5	TCV55N	\$ 36,5

**Цилиндр выжигаемый
винтового абатмента (РЕЕК)**

Ø	Артикул	Цена
---	---------	------

с шестигранником

4,5	BCV45H	€ 18
5,5	BCV55H	\$ 20

без шестигранника

4,5	BCV45N	€ 18
5,5	BCV55N	\$ 20

Шариковый абатмент

H	Артикул	Цена
---	---------	------

1,0	BAB4010	€ 105
2,0	BAB4020	\$ 115,5
3,0	BAB4030	€ 39
4,0	BAB4040	\$ 43,3
5,0	BAB4050	

**Матрица шарикового
аттачмента
(в комплекте с кольцом)**


GPF € 39 \$ 43 € 35 \$ 38,9

**Слепочный колпачок для
шарикового абатмента**

BA € 12,5 \$ 14

**Аналог шарикового
абатмента**


BAA € 20 \$ 22

Ортопедический набор

SKP



€ 769 \$ 825

Отвертка шестигранная


короткая HD26RS
средняя HD26R
длинная HD30R

€ 41 \$ 45,5

**Отвертка шестигранная
для дин. ключа**


HD25K € 52 \$ 57,5

**Отвертка шлицевая
для дин. ключа**


SHO25 € 41 \$ 45,5

**Адаптер (винтовой
абатмент / дин. ключ)**


HAD21K € 51 \$ 56,5

**Адаптер-держатель для
винтовых и шариковых
абатментов (наконечник)**


20 HAD20N € 41 \$ 45,5

**Шестигранная отвертка
(наконечник)**

L	Артикул	Цена
---	---------	------

25	HD25N	€ 41 \$ 45,5
----	-------	--------------

Глубиномер


HGL € 40 \$ 44

Ключ динамометрический


HRD € 313 \$ 345

**База для изготовления
комбинированного
абатмента***


С шестигранником
Без шестигранником

ZODAB4510H € 49
ZODAB4010N € 41


**Болванка для
изготовления
абатмента***

DAB4000H-RS € 35 € 31



Scanbody*
ZODAS4510H € 49 € 33

**Аналог имплантата для печатаемых
моделей CAD/CAM технологий**


RSAN36 € 42
Ø 4,0 Золотой Ø 4,5 Серебряный



Набор
примерочных
абатментов
TABK
€ 368 \$ 405

Локаторы


€ 71 \$ 78

H	Артикул
0,0	DR00
1,0	DR01
2,0	DR02
3,0	DR03
4,0	DR04
5,0	DR05
6,0	DR06

**Ретенционные колпачки 4 шт.
(фиолетовые, белые)**

140CEV € 36 \$ 39

140CET € 36 \$ 39

Инструменты для колпачков

Фиксировать Извлекать

085IAC € 74,61 \$ 85 085IEC € 93 \$ 85

Металлические матрицы (2 шт.)

141CAE € 24,58 \$ 28

Лабораторный аналог локатора

PLA € 34,23 \$ 39

**Универсальный хирургический
набор IMPRO IMPLANTEM**


SK-1 € 2090*
SK-1B € 1660**

**Стартовый хирургический
набор IMPRO IMPLANTEM**


SK-1S € 1060*
SK-1S_B € 760**

* Сверла с покрытием из нитрида циркония
** Сверла с покрытием DLC (алмазоподобное)

Пилотная фреза Линдемманна

€ 64 \$ 70,5

Ø 2,2 короткая MFDL22S
Ø 2,6 короткая MFDL26S
Ø 2,2 длинная MFDL22L
Ø 2,6 длинная MFDL26L

Финишная фреза

€ 43 \$ 47,5

Ø	Тип	Артикул
---	-----	---------

Ø 3,6 длинная MFD36L

Ø 3,6 короткая MFD36S

Ø 4,0 длинная MFD40L

Ø 4,0 короткая MFD40S

Ø 4,5 длинная MFD45L

Ø 4,5 короткая MFD45S

Ø 5,0 длинная MFD50L

Ø 5,0 короткая MFD50S

Ø 5,8 короткая MFD58S

все размеры указаны в мм

оплата производится по внутреннему курсу компании

цены в \$ указаны для сравнения, оплата производится по курсу €

Кортикальная фреза

€ 44 \$ 48,5



Ø	Артикул
Ø 3,6	CC36
Ø 4,0	CC40
Ø 4,5	CC45
Ø 5,0	CC50
Ø 6,0	CC60
Ø 7,0	CC70

Адаптер (наконечник)

L	Артикул	Цена
---	---------	------

27 HIN27N € 72 \$ 79,5

32 HIN32N € 72 \$ 79,5

Адаптер (храповый ключ)

L 24 HIN24K € 72 \$ 79,5

L 29 HIN29K € 72 \$ 79,5

Храповый ключ

HRK € 153 \$ 168,5

MINI имплантат шарикового типа

Ø B	L	Артикул	Цена
Ø 2.0	06	MBE-202006	€ 60 \$ 66
	08	MBE-202008	
	10	MBE-202010	
	12	MBE-202012	
	14	MBE-202014	
Ø 2.5	06	MBE-252006	€ 60 \$ 66
	08	MBE-252008	
	10	MBE-252010	
	12	MBE-252012	
	14	MBE-252014	
Ø 3.0	06	MBE-302006	€ 60 \$ 66
	08	MBE-302008	
	10	MBE-302010	
	12	MBE-302012	
	14	MBE-302014	

Ø B	L	Артикул	Цена
-----	---	---------	------

Ø 3.5	06	MBE-352006	€ 60 \$ 66
	08	MBE-352008	
	10	MBE-352010	
	12	MBE-352012	
	14	MBE-352014	

MINI имплантат опорного типа

Ø B	L	Артикул	Цена
-----	---	---------	------

Ø 2.0	06	MSE-201506	€ 60 \$ 66
	08	MSE-201508	
	10	MSE-201510	
	12	MSE-201512	
	14	MSE-201514	

Ø 2.5	06	MSE-251506	€ 60 \$ 66
	08	MSE-251508	
	10	MSE-251510	
	12	MSE-251512	
	14	MSE-251514	

Ø 3.0	06	MSE-301506	€ 60 \$ 66
	08	MSE-301508	
	10	MSE-301510	
	12	MSE-301512	
	14	MSE-301514	

Ø 3.5	06	MSE-351506	€ 60 \$ 66
	08	MSE-351508	
	10	MSE-351510	
	12	MSE-351512	
	14	MSE-351514	

Временный имплантат без обработки поверхности

Ø B	L	Артикул	Цена
-----	---	---------	------

Ø 2.0	06	MT-201506	€ 45 \$ 49,5
	08	MT-201508	
	10	MT-201510	
	12	MT-201512	
	14	MT-201514	

Ø 2.5	06	MT-251506	€ 45 \$ 49,5
	08	MT-251508	
	10	MT-251510	
	12	MT-251512	
	14	MT-251514	

Матрица шарикового MINI аттачмента (в комплекте с кольцом)

MGPF300	€ 39 \$ 43
---------	------------

Слепочный колпачок для шарикового абатмента MINI

ICL € 17.5 \$ 19,5

Защитный колпачок для шарикового абатмента MINI

PCMB € 12.5 \$ 15

Универсальный аналог MINI имплантата (для MBE и MSE)

MIANBS € 20 \$ 22

Хирургический набор для MINI имплантатов

SKM-1 € 1100 \$ 1210

Метчики костные

€ 84 \$ 92,5

MM201036
MM251036
MM301036

MM351036

Пилотная фреза

Ø 1,1 MFD1135 € 50 \$ 55

Направляющая фреза

Ø 1,6 MFD1635 € 44 \$ 48,5
Ø 2,1 MFD2135

Держатель ручной (под отвертку для храпового ключа)

DA € 40 \$ 44

BT Bender € 70 \$ 77

Универсальный набор IMPRO для синус-лифтинга COSinus™

SSL 2012 € 400 \$ 440

Безопасный бор для открытого синус-лифтинга SinPro™

крупное зерно DOS064025L
среднее зерно DOS064025S
€ 85 \$ 93,5

Набор остеотомов IMPRO ImprOst

IOSA - выпуклые € 420
IOSB - вогнутые \$ 462

Двухкомпонентный формирователь десны для фиксации титановой мембраны I-GEN™

Плоский абатмент

H	Артикул	Цена
1	MDABS3510	€ 25 \$ 27,5
2	MDABS3520	
3	MDABS3530	

Формирователь десны

2,0 FD402020RS € 34
3,5 FD402035RS \$ 37,5


Отвертка для мембраны

TCMHDS1600 € 63 \$ 69

Титановые мембраны

€ 87 \$ 95

Тип	Вид мембраны	Артикул
A	узкий	IG1W4509
	средний	IG1W5510
	широкий	IG1W6511
B	узкий	IG2W0918
	средний	IG2W1120
	широкий	IG2W1323
C	узкий	IG3W0921
	средний	IG3W1125
	широкий	IG3W1328



◆ IMPRO MINI + TEMPORARY

Максимальные возможности - при минимальном размере!

- Идеальны для фиксации съемных протезов
 - Возможно использовать для несъемного протезирования в области нижних резцов
 - Можно использовать для фиксации временных конструкций
- Impro MINI temporary - с гнущейся головкой для облегчения фиксации временных коронок
- Технология трехмерного травления поверхности ускоряет и улучшает остеоинтеграцию
 - Срок службы матрицы не менее 3000 циклов

Mini:

60 €


Temporary:

45 €

◆ Имплантаты IMPRO Respect Deep Thread

Ø шейки / Ø резьбы

4 / 4,5




Длина	Артикул
7,2	RIM-4507
8,0	RIM-4508
10,0	RIM-4510

7,2	RIM-4507
8,0	RIM-4508
10,0	RIM-4510

89 €

4 / 5,0




Длина	Артикул
7,2	RIM-5007
8,0	RIM-5008
10,0	RIM-5010

7,2	RIM-5007
8,0	RIM-5008
10,0	RIM-5010

89 €


4 / 5,5



Длина	Артикул
7,2	RIM-5507
8,0	RIM-5508
10,0	RIM-5510

7,2	RIM-5507
8,0	RIM-5508
10,0	RIM-5510

89 €



Имплантаты IMPRO Respect Deep Thread

Предназначены для повышения первичной стабильности имплантатов в мягкой костной ткани (D3-D4).

За счет увеличения площади поверхности имплантата, увеличивается и площадь соприкосновения имплантата с костной тканью.

Глубокая резьба, внедряясь в спонгиозную костную ткань, способствует лучшей первичной стабильности.

Протокол сверления:

В кости D3: сверла 2,2-2,6-3,6-4,0
Устанавливается имплантат RIM-45xx

В кости D4: сверла 2,2-2,6-3,6-4,0
Устанавливается имплантат RIM-50xx или RIM-55xx

Кортикальные сверла использовать не рекомендуется